

Assemblare Lo Stampo Per Pressa Cilindrica Da Laboratorio Per L'uso In Laboratorio

Numero articolo: PMAC

introduzione

Stampo cilindrico da laboratorio di qualità superiore per una preparazione impeccabile dei campioni. Previene la delaminazione, acciaio giapponese ultrasensibile. Dimensioni personalizzate disponibili. Acquistate subito il vostro!

[Ulteriori informazioni](#)



Modello	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
Materiale	Cr12MoV				
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62				
Dimensione del campione	Φ3~Φ4~Φ5~Φ6~Φ8~Φ10mm (M)	Φ12~Φ13~Φ15~Φ18~Φ20mm (M)	Φ30~Φ40mm (M)	Φ50~Φ60mm (M)	Φ70~Φ80 mm (M)
Profondità della cavità	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensioni esterne	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm~Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm~Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm~Φ180*180mm(L*H)
Peso (Kg)	0,75Kg	1,2 kg	3,8Kg~6,3Kg	14Kg, 20Kg	30Kg, 40Kg

Altre dimensioni possono essere personalizzate