

Applicatore Per Film Umido Con Piastra Di Rivestimento In Vetro Da Laboratorio

Numero articolo: TB14



introduzione

Piastra di rivestimento in vetro da laboratorio e applicatore per film umido per la preparazione uniforme dei film, il fissaggio sicuro dei campioni, operazioni di rivestimento stabili, pulizia semplice e valutazioni economiche dei rivestimenti di laboratorio in diversi flussi di ricerca e applicazioni di test sui materiali, con una gestione affidabile e ripetibile in laboratori esigenti.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Preparazione di carta rivestita	Utilizzare la piastra in vetro e la pinza in dotazione per fissare la carta durante la preparazione di un film di rivestimento umido. I formati disponibili da 110 × 180 mm, 160 × 280 mm e 230 × 340 mm consentono di gestire diverse dimensioni di campioni di carta.	Fornisce una superficie stabile e definita per preparare campioni di rivestimento uniformi con un posizionamento controllato del substrato.
Preparazione di film umidi in laboratorio	Preparare film umidi in formato ridotto su un'area di lavoro piana in vetro per studi sui rivestimenti di laboratorio e attività comparative sui campioni.	Offre un metodo semplice ed economico per produrre film di prova uniformi senza apparecchiature complesse.
Valutazione delle formulazioni di rivestimento	Applicare i rivestimenti su substrati di carta fissati e confrontare campioni preparati in condizioni di lavoro simili.	Supporta una gestione ripetibile dei campioni e un confronto visivo o di processo più diretto.
Rivestimento di fogli di plastica nera	Utilizzare il formato da 180 × 480 mm per il rivestimento di fogli di plastica nera, come specificato per questa configurazione.	Fornisce un'area di lavoro più lunga, adatta all'applicazione designata su fogli di plastica nera.
Flussi di lavoro per la ricerca sui materiali	Integrare l'unità nei flussi di lavoro da banco che richiedono una superficie piana in vetro, un materiale di prova fissato e una facile pulizia dopo l'uso.	Migliora l'efficienza della gestione quotidiana mantenendo il metodo di preparazione accessibile ed economico.
Didattica di laboratorio e sviluppo dei metodi	Dimostrare le procedure di base per la preparazione dei rivestimenti e il fissaggio dei substrati utilizzando una superficie in vetro visibile e un sistema di fissaggio manuale con pinza.	Rende il processo di rivestimento facile da comprendere, controllare e pulire tra le attività sperimentali.

Parametro	Specifiche
Modello	TB14
Tipo di prodotto	Piastra di rivestimento in vetro da laboratorio e applicatore per film umido
Costruzione	Piastra in vetro fissata a una piastra in plastica speciale
Spessore della piastra in vetro	8 mm
Superficie in vetro	Piastra in vetro ad alta planarità
Struttura di supporto	Struttura di supporto in gomma
Design antiscivolo	Piedini antiscivolo in gomma
Ritenzione del campione	La pinza in acciaio fissa la carta di prova durante il rivestimento

Parametro	Specifiche
Descrizione della pinza	Pinza elettrodepositata
Area di lavoro	Uguale alle dimensioni della piastra in vetro
Metodo operativo	Il materiale di prova viene fissato con la pinza in dotazione durante il rivestimento
Pulizia	Superficie di lavoro in vetro facile da pulire

Configurazione	Dimensioni della piastra in vetro	Materiale di rivestimento previsto
Configurazione 1 TB14 per il rivestimento della carta	110 × 180 mm	Rivestimento della carta
Configurazione 2 TB14 per il rivestimento della carta	160 × 280 mm	Rivestimento della carta
Configurazione 3 TB14 per il rivestimento della carta	230 × 340 mm	Rivestimento della carta
Configurazione TB14 per fogli di plastica nera	180 × 480 mm	Rivestimento di fogli di plastica nera