

Sistema Di Controllo Centralizzato Remoto Per L'osservazione Di Test Di Laboratorio

Numero articolo: DA12



introduzione

Sistema di controllo centralizzato remoto con fotocamera da 2 megapixel, computer I5, memoria 8G, archiviazione 1T, set di pulsanti per sala di controllo centralizzata e alimentazione AC 220V 3KW per l'osservazione documentata dei test in ambienti che richiedono il monitoraggio visivo dello stato dei campioni da una sala di controllo centralizzata.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Test di ricerca sulle celle delle batterie	Osservare lo stato visibile del campione attraverso una finestra di visualizzazione dell'apparecchiatura durante i test di laboratorio correlati alle batterie.	Supporta l'osservazione visiva registrata senza richiedere un'osservazione diretta continua presso il luogo dell'apparecchiatura.
Valutazione di materiali avanzati	Monitorare i campioni sottoposti a valutazione di laboratorio laddove la condizione visibile è rilevante per il processo di test.	Fornisce un punto di osservazione definito basato su telecamera presso la finestra di visualizzazione.
Osservazione dei processi termici	Registrare lo stato visibile dei campioni in apparecchiature dotate di una finestra di visualizzazione durante i test termici o di processo.	Porta l'osservazione dei campioni di test in una disposizione di monitoraggio centralizzata.
Ricerca sui materiali ceramici	Osservare i pezzi di prova in ceramica durante le procedure di ricerca che richiedono controlli delle condizioni visive.	Supporta la visualizzazione documentata dello stato del campione dalla configurazione della sala di controllo.
Sviluppo della metallurgia delle polveri	Monitorare i campioni durante le prove di sviluppo in laboratorio in cui è richiesta l'osservazione del campione basata su finestra.	Collega il luogo di visualizzazione del campione con un computer di controllo di monitoraggio dedicato.
Esperimenti di laboratorio accademici	Supportare l'osservazione e la registrazione supervisionate delle condizioni dei campioni di test in ambienti di ricerca universitari o istituzionali.	Fornisce una disposizione specificata e centralizzata per gli operatori e i team di ricerca.
Strutture di test di scienza dei materiali	Utilizzare il sistema di telecamere per osservare e registrare il comportamento visibile del campione durante i flussi di lavoro di test controllati.	Consolida l'osservazione tramite telecamera e il controllo tramite pulsanti all'interno di un'installazione organizzata.

Parametro	Specifica
Numero articolo	DA12
Funzione del prodotto	Sistema di telecamere per osservare e registrare lo stato dei campioni di test
Fotocamera	2 megapixel, installata davanti alla finestra di visualizzazione dell'apparecchiatura
Computer di controllo di monitoraggio	Computer di marca, I5, memoria 8G + archiviazione 1T
Alimentazione	AC 220V 3KW
Controllo centralizzato	Dotato di 1 set di pulsanti, consolidato nella sala di controllo
Colore armadio	Superficie a trama arancione RAL7035