

Pressa Idraulica Da Laboratorio Riscaldata 24T 30T 60T Con Piastre Calde Per Laboratorio

Numero articolo: PCH



introduzione

Presse idrauliche da laboratorio di alta qualità per una preparazione precisa dei campioni. Scegli tra modelli automatici o riscaldati per la ricerca sui materiali, farmacia e altro ancora. Richiedi un preventivo ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
Intervallo di pressione	0-24,0 tonnellate	0-30,0 tonnellate	0-30,0 tonnellate
Diametro pistone	95mm (d) in cilindro olio cromato	110mm (d) in cilindro olio cromato	150mm (d) in cilindro olio cromato
Struttura generale principale	Apparecchiatura senza collegamenti sigillati per ridurre i punti di perdita d'olio	Apparecchiatura senza collegamenti sigillati per ridurre i punti di perdita d'olio	Apparecchiatura senza collegamenti sigillati per ridurre i punti di perdita d'olio
Temperatura riscaldamento stampo	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C
Metodo di isolamento	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]	Raffreddamento rapido con raffreddamento ad acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]
Dimensioni piastra riscaldante	100×100mm (M×N) con smusso	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
Dimensioni unità principale	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
Dimensioni totali	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
Alimentazione	600 W (220V/110V personalizzabile)	1200 W (220V/110V personalizzabile)	1000 W (220V/110V personalizzabile)
Peso	60 Kg	180 Kg	180 Kg