

Pressa Idraulica Riscaldata Automatica Split Con Piastre Riscaldate

Numero articolo: PCSE



introduzione

Pressa da Laboratorio Riscaldata Automatica Split KINTEK: Pressa idraulica di precisione con riscaldamento a 300°C per un'efficiente preparazione dei campioni. Ideale per i laboratori di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Intervallo di pressione	0-40,0 tonnellate	0-30,0 tonnellate
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Scarico pressione temporizzato	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Scarico pressione temporizzato
Temperatura riscaldamento stampo	Temperatura ambiente-300,0°C	Temperatura ambiente -300,0°C / 500,0°C (Opzionale)
Metodo di isolamento	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento rapido con acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]	Raffreddamento rapido con acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]
Dimensioni piastra calda	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Dimensioni host	500×480×650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Dimensioni totali	850×480×650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
Alimentazione	5500W (220V/110V personalizzabile)	3500W (220V/110V personalizzabile)
Peso	480 Kg	280 Kg