

Assemblare Lo Stampo Quadrato Per Pressa Da Laboratorio Per Uso Di Laboratorio

Numero articolo: PMAS

introduzione

Lo stampo Assemble Lab Press Mold di KINTEK garantisce una preparazione precisa dei campioni per i materiali delicati, evitando danni grazie al design a smontaggio rapido. Ideale per strisce sottili e per uno stampaggio affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)



Modello	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Materiale	Cr12MoV				
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62				
Dimensione del campione	3*3□4*4□5*5□6*6□8*8□10* mm (M)	12*12□15*15□18*18□20*20mm(M)	30*30, 40*40 mm (M)	50*50, 60*60 mm (M)	70*70□80*80 mm (M)
Profondità della cavità	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensioni esterne	Φ53*120 mm (L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm□Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm□Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm□Φ200*180mm(L*H)
Peso (Kg)	1.2Kg	3,6 kg	7Kg, 14Kg	20Kg, 30Kg	40Kg, 50Kg

Altre dimensioni possono essere personalizzate