

Macchina Automatica Riscaldata Della Pressa Idraulica Con I Piatti Riscaldati Per Il Laboratorio

Numero articolo: PPL



introduzione

Pressa da laboratorio idraulica riscaldata automatica KINTEK: Riscaldamento di precisione, pressione uniforme e controllo automatico per un'elaborazione superiore dei campioni. Ideale per laboratori e ricerche. Contattateci oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PP-900L
Intervallo di pressione	0-10T
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione programmata - pressione programmata - scarico temporizzato della pressione
Tempo di ritenzione della pressione	1 secondo ~ 9999 secondi (regolati in "osecondi" per chiarezza)
Corsa del cilindro	80 mm
Temperatura di riscaldamento	Fino a 1000°C
Materiale dello stampo	Lega a base di nichel (materiale resistente alle alte temperature)
Dimensione del campione	Φ10-30mm
Forma dello stampo	Φ50x90mm
Il calibro del forno	Φ60mm
Dimensione dell'intera macchina	400x380x780 (LxLxH) mm
Alimentazione	220V 50Hz
Schema dimensionale della pressa per compresse di polvere	