

Pressa Idraulica Riscaldata Automatica Con Piastre Calde Per Laboratorio

Numero articolo: PCAH

introduzione

Pressa a caldo da laboratorio automatica KINTEK: riscaldamento di precisione, controllo programmabile e raffreddamento rapido per un'efficiente preparazione dei campioni. Migliora la produttività del tuo laboratorio oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)



Modello strumento	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
Intervallo di pressione	0-25,0 tonnellate	0-25,0 tonnellate	0-30,0 tonnellate	0-40,0 tonnellate
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Rilascio pressione temporizzato	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Rilascio pressione temporizzato	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Rilascio pressione temporizzato	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Rilascio pressione temporizzato
Temperatura riscaldamento stampo	Temperatura ambiente- 300,0°C/500,0°C	Temperatura ambiente- 300,0°C/500,0°C	Temperatura ambiente- 300,0°C/500,0°C	Temperatura ambiente-300,0°C
Metodo di isolamento	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato	Pannello isolante importato
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento rapido con acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]	Raffreddamento rapido con acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]	Raffreddamento rapido con acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]	Raffreddamento rapido con acqua [macchina di raffreddamento ad acqua opzionale]
Dimensioni piastra calda	180×180mm (M×N)	200×200mm (M×N)	300×300mm (M×N)	400×400mm (M×N)
Dimensioni	300×390×560mm (L×P×A)	300×390×560mm (L×P×A)	400×490×580mm (L×P×A)	500×550×620mm (L×P×A)
Alimentazione	1700 W (220V/110V personalizzabile)	1700 W (220V/110V personalizzabile)	3500 W (220V/110V personalizzabile)	5500 W (220V/110V personalizzabile)
Peso	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg