

Macchina Automatica Della Pressa Idraulica Del Laboratorio Per La Produzione Di Pellet

Numero articolo: PCEA



introduzione

Aggiornate il vostro laboratorio con la pressa da laboratorio automatica di KINTEK: precisione, efficienza e versatilità per una preparazione dei campioni di qualità superiore. Esplora subito i modelli!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Gamma di pressione	0,2-12,0 tonnellate	1-20,0 tonnellate	1-30,0 tonnellate	1-40,0 tonnellate	1-60,0 tonnellate	1-100,0 tonnellate	1-150,0 tonnellate
Conversione della pressione	Il programma converte automaticamente la pressione sopportata dallo stampo.						
Display	Schermo LCD da 4,3 pollici				Schermo LCD da 7 pollici		
Pulsanti in metallo	Contatti argentati con una durata di oltre 100.000 volte						
Protezione dell'apparecchiatura	Protezione in lamiera d'acciaio con porta in vetro organico						
Interruttore di fine corsa	Scarico automatico della pressione quando il cilindro dell'olio raggiunge l'altezza limite						
Corsa del cilindro (T)	30 mm			50 mm			
Dimensioni dello spazio (M×N)	110×140 mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180 mm	185×220 mm	185×250 mm	200×260 mm
Dimensioni esterne (L×L×H)	185×320×360 mm	230×390×420 mm	230×390×420 mm	280×460×550 mm	300×520×580 mm	330×580×620 mm	400×620×620 mm
Alimentazione elettrica dell'attrezzatura	240W (220V/110V può essere personalizzato)	550W (220V/110V può essere personalizzato)				1500W (220V/110V può essere personalizzato)	
Peso dell'attrezzatura	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg