

Pressa Idraulica Automatica Da Laboratorio - Macchina Per Pastigliatura

Numero articolo: PCEA



introduzione

Migliora il tuo laboratorio con la pressa automatica KINTEK: precisione, efficienza e versatilità per una preparazione dei campioni superiore. Esplora i modelli ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Intervallo di pressione	0,2-12,0 tonnellate	1-20,0 tonnellate	1-30,0 tonnellate	1-40,0 tonnellate	1-60,0 tonnellate	1-100,0 tonnellate	1-150,0 tonnellate
Conversione pressione	Il programma converte automaticamente la pressione sopportata dallo stampo						
Display	Schermo LCD da 4,3 pollici				Schermo LCD da 7 pollici		
Pulsanti in metallo	Contatti argentati con una durata superiore a 100.000 utilizzi						
Protezione apparecchiatura	Protezione in lamiera d'acciaio con porta in vetro organico						
Finecorsa	Rilascio automatico della pressione quando il cilindro dell'olio raggiunge l'altezza limite						
Corsa cilindro (T)	30mm			50mm			
Dimensioni spazio (M×N)	110×140mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180mm	185×220mm	185×250mm	200×260mm
Dimensioni esterne (L×W×H)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Alimentazione apparecchiatura	240W (220V/110V personalizzabile)	550W (220V/110V personalizzabile)				1500W (220V/110V personalizzabile)	
Peso apparecchiatura	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg