

# Stampo Per Pressa Da Laboratorio In Carburo Per La Preparazione Dei Campioni Di Laboratorio

Numero articolo: PMW



## introduzione

Stampi da laboratorio in carburo di prima qualità per una preparazione precisa dei campioni. Materiale YT15 durevole e ad alta durezza, dimensioni personalizzabili. Ideale per XRF, ricerca sulle batterie e altro.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Materiale	Carburo YT15						
Durezza del penetratore	HRC85-HRC90						
Dimensione del campione	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm				
Profondità della cavità	30 mm	40 mm	45 mm				
Dimensioni esterne	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
Peso (Kg)	0.78	1.8	3.8				

**Altre dimensioni possono essere personalizzate**