

Pressa Idraulica Riscaldata Con Piastre Riscaldanti Per Camera A Vuoto Da Laboratorio

Numero articolo: PCV



introduzione

La pressa idraulica da laboratorio riscaldata KINTEK con camera a vuoto garantisce una preparazione precisa dei campioni. Compatta, resistente e dotata di controllo digitale della pressione per risultati superiori.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Intervallo di pressione	0-10,0 tonnellate	0-10,0 tonnellate
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione manuale	Pressurizzazione manuale
Temperatura di riscaldamento	Massimo 500°C	Massimo 500°C
Piastra riscaldante	180×180mm	200×200mm
Materiale camera a vuoto	SUS 304 (acciaio inossidabile)	SUS 304 (acciaio inossidabile)
Dimensioni camera di lavoro	400×400×400mm	400×100×400mm
Dimensioni porta	300×350mm	300×350mm
Grado di vuoto	-0,1MPa	-0,1MPa
Dimensioni	450×550×850 (L×P×A)	450×550×850 (L×P×A)
Alimentazione	220V 50Hz (supporta 110V)	220V 50Hz (supporta 110V)