

Stampo Per Pressa Anti-Fessurazione Da Laboratorio

Numero articolo: PML



introduzione

Stampo per pressa di precisione anti-fessurazione per uso di laboratorio. Acciaio Cr12MoV durevole, resistente alle alte pressioni, dimensioni personalizzabili. Ideale per i test sui materiali. Acquista subito il tuo!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMT
Forma del campione	
Materiale dello stampo	Acciaio legato per utensili: Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensioni del campione (opzioni standard)	Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm (personalizzabile - M)
Profondità della cavità	40 mm (personalizzabile - N)
Dimensioni (esterne)	Φ98*120mm (L*H)
Peso	Circa 5Kg
Diagramma di compatibilità delle dimensioni della pressa idraulica per polveri	