

Stampo Per Pressa Cilindrica Da Laboratorio Con Bilancia

Numero articolo: PCMC



introduzione

Lo stampo a pressa cilindrica di KINTEK garantisce la lavorazione di precisione dei materiali con una pressione uniforme, forme versatili e riscaldamento opzionale. Ideale per laboratori e industrie. Chiedete subito la consulenza di un esperto!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PCMC
Forma del campione	
Riscaldamento dello stampo	Acciaio per utensili legato :Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione	Φ10[]Φ12[]Φ13[]Φ15[]Φ18[]Φ20 mm (M)
Profondità della cavità	100 mm (N)
Dimensioni	Φ53*220mm(L*H)
Peso	4,8 kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	