


## Stampo Speciale Per Stampa A Caldo Da Laboratorio

Numero articolo: PCHF



### introduzione

Stampi di precisione KINTEK per la preparazione dei campioni. Durevoli, personalizzabili e ideali per le diverse esigenze di ricerca. Migliorate l'efficienza del vostro laboratorio oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PCHF
Forma del campione	
Riscaldamento dello stampo	0°C-500°C
Durezza del penetratore	SUS 304
Dimensione del campione	Forma rettangolare o ossea
Profondità della cavità	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Dimensioni	80x80□180x180□200x200mm
Peso	0,4 kg, 0,8 kg, 1,0 kg
Diagramma delle dimensioni della pressa idraulica per polveri	