

Stampo Per Pressa A Infrarossi Da Laboratorio Per Applicazioni Di Laboratorio

Numero articolo: PMID



introduzione

Gli stampi per presse da laboratorio di KINTEK assicurano una preparazione precisa dei campioni con una struttura resistente in carburo di tungsteno. Ideali per FTIR, XRF e ricerca sulle batterie. Sono disponibili misure personalizzate.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMID
Forma del campione	
Materiale dello stampo	Carburo di tungsteno
Durezza del penetratore	HRC68-HRC85
Dimensione standard del campione	Φ13 mm (M)
Profondità della cavità	20 mm (N)
Dimensioni	Φ43*78mm(L*H)
Peso	0,76Kg
Diagramma delle dimensioni della pressa idraulica per polveri	