

Manuale Di Laboratorio Microtome Slicer Per Il Sezionamento Dei Tessuti

Numero articolo: PT10



introduzione

Affettatrice manuale di precisione per laboratori: Consente di ottenere una preparazione accurata e uniforme dei campioni grazie al taglio regolabile ad alta precisione. Ideale per la ricerca, gli alimenti e l'industria.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PT10
Materiale dello stampo	3Cr13 (acciaio inossidabile temprato)
Dimensione della fetta	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
Dimensioni complessive	120*200*280 mm (L*L*H)
Peso dell'apparecchiatura	10 kg

Diagramma delle dimensioni della macchina