


Stampo Per Pressa Poligonale Da Laboratorio

Numero articolo: PMPD



introduzione

Stampo poligonale di precisione per polveri e materiali metallici. Forme personalizzate, compattazione ad alta pressione, design resistente. Ideale per laboratori e produzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMPD
Forma del campione	(poligonale, ad esempio quadrata, esagonale, ecc.)
Materiale dello stampo	Acciaio legato per utensili: Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensioni del campione (esempi, personalizzabili)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 mm (M) (altre dimensioni disponibili su richiesta)
Profondità della cavità	40 mm (N) (personalizzabile)
Dimensioni (stampo complessivo)	Φ53*120 mm (L*H) (possono variare in base alle dimensioni del campione)
Peso (approssimativo)	1,4 kg (può variare in base alle dimensioni)
Diagramma di compatibilità delle dimensioni della pressa a polvere idraulica	