

Stampo Per Pressa Ad Anello Da Laboratorio Per La Preparazione Dei Campioni

Numero articolo: PMO



introduzione

Stampi ad anello di alta precisione per pellet uniformi in laboratorio e nell'industria. Lega resistente Cr12MoV, dimensioni Φ 3-80 mm. Aumentate l'efficienza e la precisione oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PMQ	
Forma del campione		
Materiale stampo	Acciaio per utensili in lega: Cr12MoV	
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62	
Opzioni di dimensione del campione	Φ 7-3, Φ 10-5, Φ 20-10 mm (M)	Φ 30-10, Φ 50-20 mm (D)
Profondità della cavità	40 mm (N)	45 mm (D)
Dimensioni	Φ 53*120 mm (L*H)	Φ 72*100mm, Φ 88*120mm (D*L)
Peso	1,4 kg	3,5 kg, 5 kg
Diagramma delle dimensioni della pressa idraulica per polveri		