

Stampo Per Pressa Bidirezionale Rotonda Da Laboratorio

Numero articolo: PMSY



introduzione

Stampo di precisione rotondo bidirezionale per laboratorio, compattazione ad alta densità, acciaio legato Cr12MoV. Ideale per la metallurgia delle polveri e la ceramica.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMSY
Forma del campione	
Materiale della matrice	Acciaio legato per utensili: Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione	Φ12[Φ13[Φ15[Φ18[Φ20mm(M)
Profondità della cavità	40 mm (N)
Dimensioni	Φ88*175mm(L*H)
Peso	3,0 kg
Diagramma delle dimensioni della pressa idraulica per polveri	