

Pressa Idraulica A Caldo Da Laboratorio Per La Ricerca Su Batterie A Stato Solido

Numero articolo: MY04



introduzione

Scopri la nostra pressa idraulica a caldo compatta da laboratorio per la ricerca su batterie a stato solido. Ottieni una compattazione termica precisa fino a 500°C e 5 tonnellate con stabilizzazione automatica della pressione e raffreddamento ad acqua. Ideale per la consolidazione di elettroliti, la laminazione di elettrodi e la sintesi di polimeri in laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro tecnico	Specifica
Modello	MY04
Temperatura di lavoro delle piastre	0 - 500 °C
Potenza di riscaldamento	1500 W
Dimensioni piastre	180 mm × 180 mm
Intervallo di pressione di lavoro	0 - 5 T (Tonnellate)
Precisione di controllo della pressione	±0,05 T
Gestione della pressione	Mantenimento e reintegro automatico della pressione
Metodo di raffreddamento piastre	Raffreddamento ad acqua circolante
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Dimensioni apparecchiatura	290 mm × 290 mm × 420 mm
Peso	90 kg