

Laboratorio Pressa Idraulica 2T Laboratorio Pellet Press Per Kbr Ftir

Numero articolo: KT-KBP



introduzione

Pressa idraulica da laboratorio KINTEK 2T per la preparazione precisa dei campioni FTIR, la creazione durevole di pellet KBr e l'analisi versatile dei materiali. Ideale per i laboratori di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	PCKBR-2T
Pressione di lavoro (T)	0-2 (30Mpa)
Diametro del pistone	Φ45mm
Stabilità della pressione	≤1MPa/10min
Diametro del banco di lavoro	Φ45mm
Numero di colonne	Due
Spazio di lavoro (L×D)	54×55 mm
Dimensioni (L×L×H)	100×220×220 mm
Peso (kg)	4,8 kg