

Pressa Idraulica Manuale Per Pellet Da Laboratorio Pressa Idraulica Da Laboratorio

Numero articolo: PCMP



introduzione

Aumenta l'efficienza del laboratorio con le presse idrauliche di precisione KINTEK: compatte, a tenuta stagna e ideali per la spettroscopia. Soluzioni personalizzate disponibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T
Intervallo di pressione	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)
Diametro pistone	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)
Struttura integrale	Nessun collegamento di tenuta, perdite d'olio ridotte	Nessun collegamento di tenuta, perdite d'olio ridotte	Nessun collegamento di tenuta, perdite d'olio ridotte	Nessun collegamento di tenuta, perdite d'olio ridotte	Nessun collegamento di tenuta, perdite d'olio ridotte	Nessun collegamento di tenuta, perdite d'olio ridotte
Manometro	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione
Corsa massima pistone (mm)	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm
Stabilità della pressione	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Diametro piano di lavoro	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)
Numero di colonne	Due	Due	Due	Due	Quattro	Quattro
Spazio di lavoro	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)
Dimensioni	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)
Peso	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg