

Pressa Idraulica Manuale Da Laboratorio Pressa Per Pellet

Numero articolo: PCF



introduzione

La pressa idraulica manuale protettiva da laboratorio di KINTEK garantisce una preparazione dei campioni sicura e precisa, grazie a una struttura resistente, applicazioni versatili e funzioni di sicurezza avanzate. Ideale per i laboratori.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
Intervallo di pressione	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
Diametro pistone	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
Manometro	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione	Display pressione e intensità di pressione
Corsa massima pistone	30mm	30mm	40mm	50mm	50mm
Copertura protettiva	Plexiglass (Polimetilmetacrilato)	Plexiglass (Polimetilmetacrilato)	Plexiglass (Polimetilmetacrilato)	Plexiglass (Polimetilmetacrilato)	Plexiglass (Polimetilmetacrilato)
Stabilità della pressione	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Diametro banco di lavoro	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)	Φ160mm (D)
Numero di colonne	Quattro	Quattro	Quattro	Quattro	Quattro
Spazio di lavoro	80×130mm(M×N)	112×160mm(M×N)	112×160mm(M×N)	126×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
Dimensioni	260×175×395mm(L×W×H)	305×195×425mm(L×W×H)	305×195×425mm(L×W×H)	355×215×505mm(L×W×H)	405×240×565mm(L×W×H)
Peso	42Kg	65Kg	65Kg	90Kg	120Kg

Forza (Tonnellate)	Pressione (MPa)
1	0,75
3	2,2
5	3,7
10	7,5
12	9
15	11,3
20	15

30	22,5
40	30

Importante: Non superare i 35 MPa di pressione del sistema per prolungare la vita dell'apparecchiatura.