

Stampo Per Pressa Da Laboratorio Di Forma Speciale Per Applicazioni Di Laboratorio

Numero articolo: PMT



introduzione

Stampi per presse di forma speciale per applicazioni di laboratorio precise. Personalizzabili, con prestazioni ad alta pressione e forme versatili. Ideali per ceramica, prodotti farmaceutici e altro ancora. Contattate KINTEK oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PMT
Forma del campione	
Materiale dello stampo	Acciaio legato per utensili: Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione (diametro)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M) (personalizzabile)
Profondità della cavità	40 mm (N) (personalizzabile)
Dimensioni (esterne)	Φ53*120mm (L*H) (Variabile in base alla personalizzazione)
Peso	Circa 1,4 kg (variabile in base alla personalizzazione)
Diagramma di compatibilità delle dimensioni della pressa a polvere idraulica	