

Stampo A Pressione Quadrato Bidirezionale Per Laboratorio

Numero articolo: PMS-F



introduzione

Ottenete uno stampo in polvere di alta precisione con lo stampo a pressione quadrato bidirezionale di KINTEK per ottenere risultati di laboratorio superiori. Esplora ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMSY
Capacità di forma del campione	
Materiale dello stampo	Acciaio legato per utensili: Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensioni standard dei campioni (personalizzabili)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm (M)
Profondità della cavità	40 mm (N)
Dimensioni	Φ88*175 mm (L*H)
Peso	3,0 kg
Diagramma dei componenti dello stampo della pressa idraulica per polveri	