

Materiale In Laboratorio Per Pressatura Di Pastiglie In Polvere Con Anello In Plastica Kbr Per Xrf E Ftir

Numero articolo: PMXP



introduzione

Materiale per Pressatura di Pastiglie in Polvere XRF con Anelli in Plastica per una preparazione del campione precisa. Ottenete pastiglie uniformi con una costruzione duratura in acciaio utensile legato. Dimensioni personalizzate disponibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PMXP
Forma del campione pressato	
Temperatura di riscaldamento	Temperatura ambiente - 300°C (Nota: per l'uso con presse da laboratorio riscaldate o varianti di stampi riscaldati)
Materiale dello stampo	Acciaio utensile legato
Dimensione del campione	Φ25mm (d)
Spessore del campione	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (utilizzando 6 anelli quantitativi)
Dimensione esterna	200*60mm (D*H)
Alimentazione	220V/300W (Nota: pertinente per le presse riscaldate associate o varianti di stampi riscaldati)
Diagramma delle dimensioni	