

# Xrf Kbr Anello In Acciaio Laboratorio Polvere Pellet Stampo Di Pressatura Per Ftir

Numero articolo: PMXS



## introduzione

Stampo di precisione per pellet ad anello in acciaio XRF per la preparazione dei campioni di laboratorio. Durevole, efficiente, garantisce un'analisi XRF accurata. Dimensioni personalizzate disponibili. Ordinate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

| Modello dello strumento                                       | PMXS                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Forma del campione                                            |                                       |
| Materiale dello stampo                                        | Acciaio per utensili in lega: Cr12MoV |
| Durezza del penetratore                                       | HRC60-HRC62                           |
| Dimensione del campione                                       | Φ32mm, Φ40mm (M)                      |
| Profondità della cavità                                       | 45 mm (N)                             |
| Dimensioni                                                    | Φ73*133 mm (L*H)                      |
| Peso                                                          | 3,2 kg                                |
| Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri |                                       |